

RGF

aquamax

TIEDRA

iLents Care, S.L.
Pintores, 5
28923 Alcorcón
MADRID ESPAÑA
www.tiedra.net

TIEDRA CE 0318

STERILE A



27380-4

ESPAÑOL - ES

- Lea atentamente las instrucciones y guarde el prospecto para posteriores consultas.

Aquamax® RGF, de TIEDRA®

Modo de uso: Para limpiar y conservar sus lentes de contacto rígidas, permeables a los gases, complete estos simples pasos:

Paso 1. Antes de manipular las lentes, lave y aclare bien sus manos

Paso 2. Para preparar sus lentes antes de guardarlas por la noche aplique 2-3 gotas de Aquamax® RGF por ambas caras y frótelas suavemente con el índice y el pulgar durante 15 segundos.

Paso 3. Aclare bien las lentes con solución salina fisiológica estéril, póngalas dentro de su estuche portalentes totalmente inmersas en Aquamax RGF Moist al menos 6 horas.

Paso 4. Por la mañana puede colocar las lentes directamente en los ojos al sacarlas del estuche portalentes.

Composición: Cloruro sódico, Lauriléter Sulfato, Gel de Silíce, dióxido de titanio, ácido bórico, tetraborato sódico, edetato disódico 0,1% y Polihexametilénbiguanida 0,001% en agua purificada.

¿Cómo funciona Aquamax® RGF?: Aquamax® RGF está formulada con dos ingredientes principales. El primero de ellos es un agente limpiador capaz de despegar los depósitos adheridos a su lente de contacto cuando usted frota las lentes. El segundo ingrediente captura los depósitos despegados. Finalmente, cuando aclara las lentes con solución salina estéril o Aquamax RGF Moist, el agente limpiador y todos los depósitos capturados son eliminados.

¿Qué Beneficios aporta Aquamax® RGF?: Aquamax® RGF realiza una limpieza de la superficie de sus lentes de contacto rígidas, permeables a los gases en profundidad, eliminando los depósitos de sustancias que se adhieren a su lente de contacto durante su uso. De esta forma evita crecimiento de microorganismos por la presencia de depósitos, así como la aparición de alergias a las sustancias adheridas, por lo que el uso de sus lentes de contacto no se verá acortado por este tipo de circunstancias.

Indicaciones (Usos): Aquamax® RGF, es una solución acuosa indicada para la limpieza de lentes de contacto rígidas y permeables a los gases.

Contraindicaciones (Motivos para no usar este producto): No utilice este producto con Lentes de contacto blandas. No use este producto si es alérgico a alguno de sus componentes. No utilizar si el envase no está intacto, o el precinto de garantía del tapón está abierto, contacte con el centro sanitario donde adquirió este producto.

ADVERTENCIAS: 1. No ponga este producto en contacto directo con los ojos. Tras realizar la limpieza de sus lentes de contacto con Aquamax® RGF, debe aclarar las lentes con el producto Aquamax® RGF Moist o solución salina estéril antes de ponerlas en el estuche portalentes inmersas en Aquamax® RGF Moist.

2. LOS PROBLEMAS CON LAS LENTES DE CONTACTO Y LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS LENTES PODRÍAN CAUSAR INFECCIONES O ÚLCERAS EN LA Córnea Y PROVOCAR UNA PéRDIDA DE VISIÓN. Si no desecha la solución del estuche después de cada uso o si deja las lentes en agua del grifo, mineral o destilada o cualquier solución no estéril, éstas podrían contaminarse y provocar daños en los ojos y una posible pérdida de visión.

Consulte la siguiente información de seguridad importante:
Información importante de seguridad: Siga siempre las instrucciones de uso. Visite regularmente a su profesional del cuidado de la visión (al menos cada 6 meses) y siga sus indicaciones. Lávese y séquese bien las manos antes de manipular las lentes. No utilice agua del grifo, mineral ni saliva para limpiar las lentes ni para rellenar el portalentes. Utilice únicamente solución nueva para limpiar y desinfectar las lentes. Deseche siempre la solución sobrante del portalentes después de cada uso. No añada Solución al portalentes con solución usada. Limpie, aclare y deje secar al aire el portalentes después de cada uso. Coloque el portalentes boca abajo a fin de escurrir el exceso de solución mientras se seca. Cambie el portalentes por uno nuevo con frecuencia, al menos cuando comience un nuevo envase de solución de mantenimiento. Otros productos como solución salina o las gotas humectantes no desinfectan las lentes. Cambie siempre la solución de mantenimiento y las lentes por otros nuevos cuando corresponda.

Precauciones: Evite que la punta del bote entre en contacto con otras superficies a fin de no contaminar las lentes. Vuelva a cerrar el bote después de cada uso. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Una vez abierto el envase, consumir antes de 90 días. Mantenga el producto bien cerrado, fuera de la luz, en lugar seco, y a temperaturas inferiores a 30°C. No debe utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el bote.

Reacciones adversas (problemas y que hacer) Durante el uso de lentes de contacto y soluciones para el mantenimiento de lentes de contacto, podría experimentar las siguientes reacciones: escozor, ardor o picor (irritación), incomodidad reducida respecto a la primera vez que se puso las lentes, sensación de tener algo en el ojo (un cuerpo extraño, un rasguño en una zona determinada), lagrimeo excesivo del ojo, secreción inusual del ojo, ojos rojos, menor agudeza visual (visión reducida), visión borrosa, destellos o halos en torno a los objetos, sensibilidad a la luz (fotofobia) u ojos secos. Si experimenta alguna de estas reacciones: **Quítese las lentes inmediatamente y Si la incomodidad o el problema desaparecen, examine cuidadosamente las lentes de cerca. Si la lente está dañada, no vuelva a ponerse en el ojo. Deposite la lente en su estuche y contacte con su profesional del cuidado de la visión. Si la lente está sucia, tiene alguna pestaña o un cuerpo extraño, o si el problema desaparece y la lente no presenta daños y la ha limpiado, aclarado y desinfectado convenientemente, vuelva a ponerse la lente.**

Si el problema persiste, quítese las lentes y acuda inmediatamente a su profesional del cuidado de la visión.

Notificación de efectos adversos: Puede notificarnos incidentes médicos o reacciones adversas en la dirección web: <http://ae.tiedra.net/> También puede notificar a las Autoridades Sanitarias del país en el que usted se encuentre. Si se encuentra en España, en la dirección: <https://notificaps.aemps.es/entviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>

Desecho: Deseche el producto de la forma habitual. Trate de reciclar cartón y plástico de acuerdo con lo indicado en su ciudad.

Presentación: el producto se presenta en diferentes formatos. El número de lote y la fecha de caducidad figuran tanto en la caja como en el bote del producto.

Texto revisado: 23/05/2024

INGLÉS - EN

- Read the instructions carefully and keep the leaflet for later reference

Aquamax® RGF, by TIEDRA®

How to use: To clean and preserve your RGF contact lenses, follow the next steps:

Step 1. Before handling your lenses, Wash and rinse your hands well.

Step 2. Shake before use. Apply 2-3 drops of Aquamax® RGF to both sides of the lens. Gently rub it with your thumb and forefinger for 15 seconds.

Step 3. Rinse the lens well with preservative solution or saline solution. You can place the lens in the eye or store it in the case immersed in Aquamax RGF Moist.

Step 4. In the morning, you can put your lenses on directly.

Composition: Sodium Chloride, Lauryl Ether Sulfate, Silica Gel, Titanium Dioxide, Boric Acid, Sodium Tetraborate, Disodium Edetate 0.1%, y Polyhexamethylene Biguanide 0.001% in Purified Water.

How does Aquamax® RGF work?: Aquamax® RGF is formulated with two main ingredients. The first of these is a cleaning agent capable of loosening deposits that stick to your contact lens when you rub the lenses. The second ingredient captures the loose deposits. Finally when you rinse the lenses with sterile saline or Aquamax RGF Moist, the cleaning agent and all captured deposits are removed.

What Benefits does Aquamax® RGF provide?: Aquamax® RGF performs a deep cleaning of the surface of your rigid permeable to gases contact lens, eliminating deposits of substances that adhere during use. In this way, it prevents the growth of microorganisms due to the presence of deposits, as well as the appearance of allergies to adhering substances, so the use of your contact lenses will not be shortened by this type of circumstance.

Indications (Uses): Aquamax® RGF is an aqueous solution for RGF contact lenses cleaning.

Contraindications (When do not use): Do not use with soft contact lenses. Do not use if you are allergic to any of its

components. Do not use the product if the packaging is not intact, or the cap guarantee seal is open. In this situation, contact the health center where you purchased this product.

WARNINGS: 1. Do not put Aquamax® RGF in direct contact with the eyes. After cleaning your contact lenses with Aquamax® RGF, you must rinse the lenses with Aquamax® RGF Moist product or sterile saline solution before putting them in the case immersed in Aquamax® RGF Moist.

2. PROBLEMS WITH CONTACT LENSES AND LENS CARE PRODUCTS MAY CAUSE CORNEAL INFECTIONS OR ULCERS AND CAUSE VISION LOSS. Failure to dispose of the solution in the case after each use or leaving the lenses in tap, mineral or distilled water or any non-sterile solution may contaminate the lenses and cause eye damage and possible vision loss.

Please review the following important safety information:

Important safety information: Always follow the instructions for use. See your eye care professional regularly (at least every 6 months) and follow their directions. Wash and dry your hands thoroughly before handling lenses. Do not use tap water, mineral water or saliva to clean the lenses or to fill the case. Use only Aquamax® RGF Cleaner from the bottle to clean the lenses. Always throw away any leftover solution from the kit after each use. Do not add Solution to lens case with used solution. Clean, rinse and air dry the lens case after each use. Turn the case upside down to drain off excess solution as it dries. Replace the lens case with a new one frequently, at least when starting a new product pack. Other products such as saline solution or rewetting drops do not disinfect lenses. Always replace the maintenance solution and lenses with new ones when appropriate.

Precautions: Avoid contacting the tip of the bottle with other surfaces in order not to contaminate the lenses. Redose canister after each use. Keep out of reach of children. Consume within 90 days, once the container is opened. Keep the product with the bottle tightly closed, in a dry place, at temperatures not exceeding 30°C. You must not use the product after the expiration date that appears on the box and bottle.

Adverse reactions (problems and what to do): You may also experience the following reactions: stinging, burning or itching (irritation), reduced comfort compared to the first time you put the lenses on, a feeling of something in the eye (a foreign body, a scratch in a certain area), tearing eye wear, unusual discharge from the eye, red eyes, decreased visual acuity (reduced vision), blurred vision, glare or halos around objects, sensitivity to light (photophobia), or dry eyes.

If you experience any of these reactions: **Remove your**

lenses immediately and if the discomfort or problem goes away, carefully examine the lenses up close. If the lens is damaged, do not put it back on your eye. Put the lens back in its case and contact your eye care professional. If the lens is dirty, has chips or a foreign body, or if the problem goes away and the lens is undamaged and has been thoroughly cleaned, rinsed and disinfected, put the lens back on. **If the problem persists, remove your lenses and see your eye care professional immediately.**

Adverse effects notification: You can notify us of medical incidents or adverse reactions at the web address: web: <http://ae.tiedra.net/> You should also notify to the Health Authorities at your country.

Throw away: Dispose of the product in the usual way. Try to recycle cardboard carton, plastic and aluminium packaging as indicated in your city

Formats: Aquamax® RGP is presented in different formats. The batch number and expiration date are listed on both the product box and canister and on the neutralizing tablets.

Date of text revision: 23/05/2024

FRANÇAIS - FR

- Veuillez lire attentivement les instructions et conserver le document pour une consultation ultérieure.

Aquamax® RGP, de TIEDRA®

Mode d'emploi:

Pour nettoyer et conserver vos lentilles de contact rigides perméables aux gaz, veuillez suivre les étapes suivantes:

Etape 1. Lavez-vous et rincez-vous bien les mains.

Etape 2. Agiter avant utilisation. Appliquez 2 à 3 gouttes de Aquamax® RGP des deux côtés de la lentille. Frottez-la doucement avec votre pouce et votre index pendant 15 secondes.

Etape 3. Rincez-la correctement avec Aquamax® RGP Moist ou solution saline et sans la sécher, la mettre sur votre œil ou la garder dans l'étui immergée dans le Aquamax® RGP Moist, au moins 6 heures

Etape 4. Le matin, vous pouvez mettre vos lentilles directement sur les yeux après les avoir sorties de leur étui.

Composition: Chlorure de sodium, lauryl éther sulfate, gel de silice, dioxyde de titane, acide borique, tétraborate de sodium, édétate disodique et biguanide de polyhexaméthylène 0,001 % dans de l'eau purifiée.

Comment fonctionne Aquamax® RGP?: Aquamax® RGP est composé de deux ingrédients principaux. Le premier est un agent nettoyant capable de détacher les dépôts adhérents à vos lentilles de contact lorsque vous les massez. Le deuxième va capturer ces dépôts. Enfin, après le rinçage de vos lentilles avec la solution saline stérile ou Aquamax RGP Moist, l'agent nettoyant et les dépôts capturés sont éliminés.

Quels sont les avantages d'Aquamax® RGP?: Aquamax® RGP effectue un nettoyage en profondeur de la surface de vos lentilles de contact rigides perméables aux gaz en éliminant les dépôts de substances qui adhèrent à vos lentilles de contact pendant leur utilisation. Il prévient de cette façon la croissance de micro-organismes due à la présence de dépôts ainsi que l'apparition de réactions allergiques aux substances adhérentes. De cette façon, le port de lentilles de contact ne sera pas écourté par ce type de désagrement.

Indications: Aquamax® RGP est une solution de nettoyage aqueuse pour lentilles de contact rigides perméables aux gaz **Contre indications:** Ne pas utiliser avec des lentilles de contact souples. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un de ses composants. Si l'emballage est endommagé ou si le sceau de garantie du bouchon est ouvert, n'utilisez pas le produit et contactez le centre de santé où vous l'avez acheté. **AVERTISSEMENTS :** 1. **Ne pas mettre Aquamax® RGP en contact direct avec les yeux.** Après avoir nettoyé vos lentilles de contact avec Aquamax® RGP, rincez-les avec Aquamax® RGP Moist ou une solution saline stérile avant de les conserver dans l'étui rempli avec la solution Aquamax® RGP Moist.

2. **LES PROBLÈMES LIÉS AUX LENTILLES DE CONTACT ET AUX PRODUITS D'ENTRETIEN PEUVENT PROVOQUER DES INFECTIONS OU DES ULCÈRES DE LA CORNÉE POUVANT PROVOQUER UNE PERTE DE VISION.** Ne pas jeter la solution dans l'étui après chaque utilisation ou laisser les lentilles dans de l'eau du robinet, de l'eau minérale ou toute autre solution non stérile peut contaminer les lentilles et causer des lésions oculaires et éventuellement une perte de la vision. **Consulte Veuillez consulter et respecter les consignes de sécurité suivantes:**

Informations importantes de sécurité: Suivez toujours les consignes d'utilisation. Consultez régulièrement votre professionnel de la vision (au moins tous les 6 mois) et suivez ses indications. Lavez-vous et séchez-vous soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles. N'utilisez pas d'eau du robinet, d'eau minérale ou de saline pour nettoyer vos lentilles ou pour remplir l'étui. Utilisez uniquement Aquamax RGP du flacon d'origine pour nettoyer vos lentilles. Jetez toujours la solution restante de l'étui après chaque utilisation. Ne rajoutez pas de solution dans l'étui à une solution déjà usagée. Nettoyez, rincez, et séchez à l'air libre votre étui à lentilles après chaque utilisation. Retournez l'étui pour évacuer l'excès de solution pendant qu'il sèche. Remplacez régulièrement votre étui par un nouvel étui, au moins à chaque démarrage d'un nouveau pack de produit. D'autres produits tels que la solution saline et les larmes artificielles ne désinfectent pas les lentilles. Remplacez toujours la solution et les lentilles de contact par des neuves, le cas échéant.

Précautions: Évitez de mettre en contact l'embout du flacon avec d'autres surfaces afin de ne pas contaminer les lentilles. Veillez à bien refermer le flacon après chaque utilisation. Tenir hors de portée des enfants. A utiliser dans les 90 jours après

son ouverture. Conserver le système Aquamax® RGP avec le flacon bien fermé, dans un endroit sec, à des températures ne dépassant pas 30°C. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur la boîte et le flacon.

Effets indésirables:

Vous pouvez également ressentir les réactions suivantes : picotements, brûlures ou démangeaisons (irritations), confort diminué par rapport à la première pose des lentilles, sensation de corps étranger dans l'œil, larmoiement excessif, écoulement inhabituel ou sécrétions, yeux rouges, diminution de l'acuité visuelle, vision floue, éblouissement ou halos lunaires, photophobie (sensibilité à la lumière), sécheresse oculaire.

Si vous ressentez l'une de ces réactions **enlevez immédiatement les lentilles et** Si l'inconfort ou le problème disparaît, examinez attentivement l'état des lentilles. Si la lentille est endommagée, ne la remettez pas sur votre œil. Remettez la lentille dans son étui et contactez votre professionnel de la vision. Si la lentille est sale, si elle présente un cil, une pellicule ou un corps étranger, si le problème disparaît et que la lentille n'est pas endommagée et a été soigneusement nettoyée, rincée et désinfectée, réinsérez la lentille. **Si le problème persiste, enlevez la lentille et contactez immédiatement votre professionnel de la vision.** **Déclarations des effets indésirables:** Vous pouvez nous signaler des incidents médicaux ou des effets indésirables à l'adresse web:

<http://ae.tiedra.net/>

Vous pouvez également déclarer tout effet indésirable directement aux autorités sanitaires de votre pays.

Recyclage: Jeter le produit de manière habituelle, en recyclant le plastique et le carton selon les règles de votre municipalité.

Présentation: Aquamax® RGP est disponible sous différents formats. Le numéro de lot et la date de péremption figurent sur la boîte et sur le flacon du produit ainsi que sur les comprimés de neutralisation.

Texte révisé : 23/05/2024

ITALIANO - IT

- Leggere attentamente le istruzioni e conservare il foglietto illustrativo per future consultazioni.

Aquamax® RGP, di TIEDRA®

Modalità d'uso:

per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rigide gas-permeabili, seguire questi semplici passaggi:

Passaggio 1. Prima di manipolare le lenti, lavarsi e sciacquarsi accuratamente le mani

Passaggio 2. Per preparare le lenti prima di conservarle durante la notte, applicare 2-3 gocce di Aquamax® RGP su entrambi i lati e strofinare delicatamente tra l'indice e il pollice per 15 secondi.

Passaggio 3. Sciacquare bene le lenti con soluzione salina fisiologica sterile e riporle nell'astuccio portalenti, completamente immerse in Aquamax RGP Moist, per almeno 6 ore,

Passaggio 4. Al mattino le lenti possono venire indossate direttamente dopo averle tolte dall'astuccio portalenti.

Composizione: cloruro di sodio, laurilietere solfato, gel di silice, biossido di titanio, acido bórico, tetraborato di sodio, edetato disodico allo 0,1% e polietilenebiguanide allo 0,001% in acqua purificata.

Come funziona Aquamax® RGP?: Aquamax® RGP è basato su due ingredienti principali. Il primo di questi è un detergente in grado di rimuovere i depositi che si formano sulle lenti a contatto quando vengono strofinate. Il secondo ingrediente cattura i depositi già rimossi. Infine, quando si sciacquano le lenti con soluzione salina sterile o con Aquamax RGP Moist, il detergente e tutti i depositi catturati vengono eliminati. **Quali benefici apporta Aquamax® RGP** Aquamax® RGP pulisce a fondo la superficie delle lenti a contatto rigide gas-permeabili, eliminando i depositi di sostanze che aderiscono alle lenti a contatto durante l'uso. Questa azione aiuta a prevenire la proliferazione di microrganismi dovuta alla presenza di depositi, nonché lo sviluppo di allergie alle sostanze aderenti, per evitare che l'utente sia costretto a ridurre l'uso delle lenti a contatto a causa di questi problemi.

Indicazioni (usi): Aquamax® RGP è una soluzione acquosa indicata per la pulizia di lenti a contatto rigide gas-permeabili. **Controindicazioni (motivi per evitare l'uso del prodotto):** Non utilizzare questo prodotto con lenti a contatto morbide. Non utilizzare questo prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi dei suoi ingredienti. Non utilizzare se il contenitore non è integro o se il sigillo di garanzia sul tappo è aperto; contattare la struttura sanitaria in cui è stato acquistato il prodotto.

AVVERTENZE: 1. **Evitare il contatto diretto del prodotto con gli occhi.** Dopo aver pulito le lenti a contatto con Aquamax® RGP, è necessario sciacquare le lenti con Aquamax® RGP Moist o con una soluzione salina sterile prima di riporle nell'astuccio portalenti immerse in Aquamax® RGP Moist.

2. **I PROBLEMI CONNESSI CON LE LENTI A CONTATTO E CON I PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DELLE LENTI POTREBBERO CAUSARE INFEZIONI O ULCERE CORNEALI E PORTARE AD UNA PERDITA DELLA VISTA.** Se la soluzione del portallenti non viene smaltita dopo ogni uso, o se le lenti vengono conservate in acqua del rubinetto, minerale o distillata o in qualsiasi altra soluzione non sterile, potrebbero contaminarsi e causare danni oculari e una possibile perdita della vista. **Consultare le seguenti importanti informazioni sulla sicurezza: Informazioni importanti sulla sicurezza:** Seguire sempre le istruzioni per l'uso. Visitare regolarmente il proprio specialista della vista (almeno ogni 6 mesi) e seguire le sue istruzioni. Lavarsi e asciugarsi bene le mani prima di manipolare le lenti. Non utilizzare acqua di rubinetto, minerale o salina per pulire le lenti o per riempire il portallenti. Cambiare ogni volta la soluzione per pulire e disinfettare le lenti. Scartare sempre la soluzione residua dal portallenti dopo ogni utilizzo. Non mescolare nuova soluzione e soluzione usata nel portallenti. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare

all'aria il portallenti dopo ogni utilizzo. Collocare il portallenti a testa in giù per far sgocciolare la soluzione in eccesso mentre si asciuga. Sostituire frequentemente il portallenti con un nuovo, almeno ogni volta che si apre un nuovo flacone di soluzione di mantenimento. Altri prodotti, come le soluzioni saline o le gocce idratanti, non disinfettano le lenti. Sostituire sempre la soluzione di mantenimento e le lenti con lenti nuove al momento opportuno.

Precauzioni: Evitare che la punta del flacone entri in contatto con altre superfici per non contaminare le lenti. Richiudere il flacone dopo ogni utilizzo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Una volta aperto il flacone, consumare entro 90 giorni. Conservare il prodotto ben chiuso, al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e a temperature inferiori a 30 °C. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone.

Reazioni avverse (problemi e cosa fare) Durante l'uso delle lenti a contatto e delle soluzioni per il mantenimento delle lenti a contatto, potrebbero insorgere le seguenti reazioni: bruciore, ardore o prurito (irritazione), riduzione del comfort rispetto alla prima applicazione delle lenti, sensazione di avvertire qualcosa nell'occhio (un corpo estraneo, un graffio in una determinata zona), lacrimazione oculare eccessiva, secrezione oculare anomala, occhi arrossati, riduzione dell'acuità visiva (visione ridotta), visione offuscata, bagliori o aloni intorno agli oggetti, fotosensibilità (fotofobia) o secchezza oculare.

Se si è soggetti ad una di queste reazioni: **togliere immediatamente le lenti e** Se il fastidio o il problema scompaiono, esaminare attentamente le lenti da vicino. Se la lente è danneggiata, non indossarla di nuovo. Riporre la lente nel suo astuccio e contattare il proprio specialista della vista. Se la lente è sporca, se presenta delle ciglia o un corpo estraneo, o se il problema scompare e la lente non è danneggiata ed è stata accuratamente pulita, risciacqua e disinfetta, applica di nuovo la lente.

Se il problema persiste, togliere le lenti e rivolgersi immediatamente al proprio specialista della vista.

Segnalazione di effetti avversi:

è possibile segnalare problemi medici o reazioni avverse all'indirizzo: web:

<http://ae.tiedra.net/>

Si possono anche informare le Autorità sanitarie del proprio paese.

Smaltimento: smaltire il prodotto secondo le modalità abituali. Cercare di riciclare il cartone e la plastica nel rispetto delle disposizioni locali.

Formato: il prodotto è disponibile in diversi formati. Il numero di lotto e la data di scadenza si trovano sia sulla confezione che sul flacone del prodotto.

Revisione testo: 23/05/2024